

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

10 КЛАСС

Гидроксид натрия NaOH поглощает углекислый газ из воздуха и с течением времени превращается в карбонат натрия Na_2CO_3 . По этой причине определение гидроксида натрия и карбоната натрия при их совместном присутствии играет важную роль при контроле чистоты препаратов едкого натра.

Один из способов количественного определения гидроксида натрия и карбоната натрия при их совместном присутствии основан на использовании метода кислотно-основного титрования в водном растворе. Данный метод химического анализа заключается в постепенном прибавлении раствора сильной кислоты или сильного основания с точно известной концентрацией к фиксированному объему (аликвоте) анализируемого раствора. Момент окончания реакции, называемый точкой эквивалентности или точкой стехиометричности, экспериментально фиксируют по изменению окраски кислотно-основных индикаторов, например, метилового оранжевого (интервал перехода окраски метилового оранжевого $\Delta\text{pH} = 3.1 - 4.4$) или фенолфталеина (интервал перехода окраски фенолфталеина $\Delta\text{pH} = 8.2 - 10.0$).

Теоретические задания:

1. Предложите два различных способа приготовления раствора гидроксида натрия NaOH , не содержащего карбонат-ионы.
2. Напишите уравнения реакций, произошедших при титровании карбоната натрия Na_2CO_3 стандартным раствором соляной кислоты HCl в присутствии метилового оранжевого и в присутствии фенолфталеина до достижения точки эквивалентности. В каком случае объем соляной кислоты HCl , израсходованный на титрование, будет больше, и во сколько раз?
3. На титрование аликвоты совместного водного раствора NaOH и Na_2CO_3 объемом V_0 мл в присутствии фенолфталеина затратили V_1 мл стандартного раствора HCl . На титрование другой аликвоты того же раствора NaOH и Na_2CO_3 объемом V_0 мл в присутствии метилового оранжевого затратили V_2 мл стандартного раствора HCl . Напишите выражения для расчета концентраций (мг/л) NaOH и Na_2CO_3 в исходном растворе.

Практическое задание:

В выданных Вам двух мерных колбах объемом 100.0 мл находятся водные растворы гидроксида натрия NaOH и карбоната натрия Na_2CO_3 . Методом кислотно-основного титрования установите, какое вещество (NaOH или Na_2CO_3) находится в каждой из мерных колб, а также рассчитайте массы (г) NaOH и Na_2CO_3 в выданных растворах.

Примечание: титрование повторяют до получения трех результатов, попарно отличающихся друг от друга не более чем на 0.10 мл. Затем полученные результаты усредняют, и используют средний объем раствора соляной кислоты, затраченный на титрование, для дальнейших расчетов.

Реагенты:

- Соляная кислота HCl , 0.1000 М раствор.
- Индикаторы: метиловый оранжевый, 0.1%-ный водный раствор; фенолфталеин, 0.1%-ный раствор в 60%-ном этаноле.

Оборудование:

- Мерная колба (100.0 мл) – 2 шт.
- Пробка для мерной колбы – 2 шт.
- Пипетка Мора (10.00 мл) – 1 шт.
- Резиновая груша или пипетатор – 1 шт.
- Капельница с дистиллированной водой – 1 шт.
- Капельница с раствором индикатора – 2 шт.
- Коническая колба для титрования (100 мл) – 2 шт.
- Бюretка прямая с краном (25 мл) – 1 шт.
- Стеклянная воронка для бюретки – 1 шт.
- Штатив с «лапками» для двух бюреток – 1 шт.

Методика определения:

Растворы гидроксида натрия NaOH и карбоната натрия Na_2CO_3 , полученные в мерных колбах, разбавляют до метки дистиллированной водой, закрывают пробкой и тщательно перемешивают, многократно переворачивая колбы. Бюretку через воронку заполняют раствором соляной кислоты HCl .

1. Титрование с метиловым оранжевым. В коническую колбу для титрования объемом 100 мл помещают пипеткой Мора 10.00 мл раствора NaOH или Na_2CO_3 , добавляют мерным цилиндром 20 мл дистиллированной воды, добавляют 2 – 3 капли метилового оранжевого и титруют раствором соляной кислоты HCl до изменения окраски раствора из чисто-желтой в персиковую. По бюretке измеряют объем соляной кислоты, пошедший на титрование, и записывают его с точностью до 0.10 мл. Заполняют бюretку до нулевой отметки и повторяют титрование до получения трех результатов, попарно отличающихся друг от друга не более чем на 0.10 мл.

2. Титрование с фенолфталеином. В коническую колбу для титрования объемом 100 мл помещают пипеткой Мора 10.00 мл раствора NaOH или Na_2CO_3 , добавляют мерным цилиндром 20 мл дистиллированной воды, добавляют 2 – 3 капли фенолфталеина и титруют раствором соляной кислоты HCl до полного исчезновения окраски раствора. По бюretке измеряют объем соляной кислоты, пошедший на титрование, и записывают его с точностью до 0.10 мл. Заполняют бюretку до нулевой отметки и повторяют титрование до получения трех результатов, попарно отличающихся друг от друга не более чем на 0.10 мл.